

Центрифуга лабораторная Hettich EBA 200S

РЗН 2018/7958

ускорение 6153 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Ускорение	6153 g
Дисплей	Да
Размеры	228x261x353 мм
Масса	11 кг
Комплектующие	Совместимые пробирки и адаптеры

Описание

Центрифуга лабораторная EBA 200S – миниатюрная настольная центрифуга EBA 200S Hettich Lab с фиксированным ротором для широкого круга задач (идеально подходит для медицинской практики).

Технические данные:

Наименование параметра	EBA 200	EBA 200S
Скорость вращения, об/мин	200-6000	500-8000
Макс. фактор разделения, g	3461	6153
Угловой ротор	на 8х15 мл пробирок размером до ø17х120 мм (E1624)	на 8х15 мл пробирок размером до ø17,7х88 мм (E1624)
Таймер	1-99 мин. с шагом 1 мин.	1-99 мин. с шагом 1 мин.
Режимы работы	импульсный, непрерывный	
Управление	микропроцессорное	
Дисплей	для отображения времени и скорости/фактора	
Питание сети, В/ Гц	200-240/50 - 60	
Потребляемая мощность, Вт	100	140
Уровень шума, дБ	≤50	≤54
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +10...+40□	
Габариты / масса	228х261х353 мм / 9 кг	228х261х353 мм / 11 кг