

Центрифуга лабораторная Hettich EBA 280

РЗН 2018/7958
6000 об/мин, ускорение 4146 g, дисплей
Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	6000 об/мин
Ускорение	4146 g
Дисплей	Да
Размеры	242x326x400 мм
Масса	11 кг
Комплектующие	Совместимые роторы и адаптеры

Описание

Центрифуга лабораторная EBA 280 – малая настольная центрифуга без охлаждения, с поддержкой 6 типов роторов. Идеальна для повседневных задач центрифугирования в небольших лабораториях. Возможность быстрой замены ротора благодаря разработанной системе смены ротора без использования инструментов (достаточно одной руки).

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	6000
Шаг задания скорости, об/мин	100
Максимальное ускорение, g (RCF)	4146 g
Макс. вместимость	6х50 мл (угловой ротор)
Таймер	1...99 мин
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Управление	микропроцессорное (N)
Количество программ	10
Уровень шума	≤66 дБ
Встроенная защита от открытия крышки при работе. Защита от разбалансировки ротора.	
Питание сети	220-240 В/ 50-6 Гц
Габаритные размеры/масса	242х326х400 мм / 11 кг
Условия эксплуатации	Влажность 50-80%. Температура +5...+35 °C