

Центрифуга лабораторная Hettich EBA 280S

РЗН 2018/7958

6000 об/мин, ускорение 5071 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	6000 об/мин
Ускорение	5071 g
Дисплей	Да
Размеры	242x326x400 мм
Масса	11 кг
Комплектующие	Совместимые роторы и адаптеры

Описание

Центрифуга лабораторная EBA 280S – малая настольная центрифуга без охлаждения, с поддержкой 6 типов роторов. Идеальна для повседневных задач центрифугирования в небольших лабораториях. Возможность быстрой замены ротора благодаря разработанной системе смены ротора без использования инструментов (достаточно одной руки). Центрифуга предназначена для использования в медицинской диагностике, экологическом анализе и исследовательских лабораториях (осаждение клеток, осветление воды и почвенных образцов).

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	6000
Шаг задания скорости, об/мин	100
Максимальное ускорение, g (RCF)	5071 g
Макс. вместимость	6x50 мл (угловой ротор), 6x15 мл (откидной ротор)
Таймер	1...99 мин
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Управление	микропроцессорное (N)
Дисплей	ЖКИ с отображением скорости вращения ротора, времени центрифугирования
Количество программ	10
Уровень шума	≤66 дБ
Встроенная защита от открытия крышки при работе. Защита от разбалансировки ротора.	
Питание сети	220-240 В/ 50-6 Гц
Габаритные размеры/масса	242x326x400 мм / 11 кг
Условия эксплуатации	Влажность 50-80%. Температура +2...+40 °C