

Центрифуга лабораторная Hettich EBA 270

РЗН 2018/7958

4000 об/мин, ускорение 2254 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	4000 об/мин
Ускорение	2254 g
Дисплей	Да
Размеры	239×326×389 мм
Масса	14 кг
Комплектующие	Совместимые пробирки и соответствующие адаптеры

Описание

Центрифуга лабораторная EBA 270 – центрифуга лабораторная предназначена для разделения образцов биологических жидкостей человека в целях проведения диагностики методом in vitro. Малая центрифуга с откидным ротором, разработанная специально для медицинской практики. Для стандартных емкостей для забора крови объемом до 15 мл. EBA 270 обеспечивает оптимальное разделение и горизонтальность осажденного слоя, как в центрифугах большего размера.

Технические данные:

Скорость вращения, об/мин	500-4000 с шагом 100
Макс. фактор разделения, g	2254
Кинетическая энергия	250 Нм
Ротор	Откидной фиксированный ротор на 6х15 мл пробирок размером до 17х100 мм
Таймер	1-99 мин. с шагом 1 мин.
Режимы работы	импульсный, непрерывный
Дисплей	отображения времени и скорости/фактора
Питание сети, В/ Гц	200-240/50 - 60
Потребляемая мощность, ВА	130
Уровень шума, дБ	50
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +10...+40°С