

Центрифуга лабораторная Hettich Haematokrit 200

РЗН 2018/7958

13000 об/мин, ускорение 16060 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	13000 об/мин
Ускорение	16060 g
Дисплей	Да
Размеры	261x353x228 мм
Масса	10 кг

Описание

Центрифуга лабораторная НАЕМАТОКРИТ 200 – определение гематокритного числа с использованием стандартных капилляров происходит при помощи 24-местного ротора 2076. В роторе каждый капилляр располагается в своем отсеке. Капилляры с внешней стороны удерживаются мягкими прокладками. При повреждении стекла прокладки задерживают осколки и содержимое пробирок. Прокладки удобны в чистке и легко заменяются. Крышка ротора 2076 одновременно служит диском со шкалой.

Технические характеристики:

Максимальная скорость вращения, об/мин	13000
Шаг задания скорости, об/мин	100
Максимальное ускорение, g (RCF)	16060
Дисплей	ЖКИ с отображением скорости вращения ротора, времени центрифугирования
Таймер	1...99 мин
Режим работы	импульсный, непрерывный
Индикация статуса / управление	LED-дисплей / мембранная клавиатура
Контроллер	Е
Материал корпуса и крышки	металл
Элементы безопасности	Определение разбалансировки ротора / Встроенная защита от открытия крышки при работе
Питание сети	200-240 В, 50-60 Гц
Габаритные размеры/масса	418x457x750 мм / 81 кг
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +2...+40 °C