

Центрифуга лабораторная Hettich Mikro 185

РЗН 2018/7958

14000 об/мин, ускорение 18845 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	14000 об/мин
Ускорение	18845 g
Дисплей	Да
Размеры	228x261x353 мм
Масса	11 кг

Описание

Центрифуга лабораторная **MICRO 185** - малая настольная центрифуга без охлаждения, применимая с 4 типами съемных роторов. Для центрифугирования в микропробирках и спин-колонках различных типоразмеров.

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин	200-14000
Дискретность задания скорости	шаг 10 до 10000 об/мин, шаг 100 после 10000 об/мин
Макс. фактор разделения (RCF), g	18845
Макс. вместимость	24 пробирки 1,5/2,0 мл типа Эппендорф
Панель управления	текстовый ЖКИ + клавиатура
Функционал контроллера:	- таймер от 1 мин до 99 мин 59 сек;
	- непрерывный и кратковременный (клавиша PULSE) режимы работы;
	- отображение скорости вращения ротора, длительности центрифугирования;
	- счетчик циклов;
	- защита от перегрева привода и от разбалансировки ротора;
	- блокировка крышки на время выполнения центрифугирования;
	- панель с подсветкой;
	- индикация ошибок.
Уровень шума	≤ 54 дБА
Электропитание	208-240В, 50-60 Гц
Габариты / масса	228x261x353 мм / 11 кг
Условия эксплуатации	температура от +10 до +40 °С, отн. влажность 30-85%