

Центрифуга лабораторная Hettich Mikro 200

РЗН 2018/7958

15000 об/мин, ускорение 21382 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	15000 об/мин
Ускорение	21382 g
Дисплей	Да
Размеры	260×275×344 мм
Масса	11.5 кг

Описание

Центрифуга лабораторная MIKRO 200 – малая настольная центрифуга без охлаждения, применимая с различными типами съемных роторов. Для центрифугирования в микропробирках, спин-колонках различных типоразмеров и ПЦР-стрипов.

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	500÷15000
Шаг задания скорости, об/мин	10
Максимальное ускорение, g (RCF)	500-21382 g (настройка до 100 - с шагом 1, а от 100 - с шагом 10)
Макс. вместимость	30 пробирок 1.5/2.0 мл типа Эппендорф
Уровень шума	≤ 58 дБ
Панель управления	текстовый ЖКИ + клавиатура
Функционал контроллера:	- таймер от 1 мин до 99 мин 59 с;
	- контроль центрифугирования по скорости либо по RCF;
	- непрерывный и кратковременный (клавиша PULSE) режимы работы;
	- до 4 программ в памяти;
	- до 9 ступеней разгона и торможения ротора;
	- отображение скорости вращения ротора, длительности центрифугирования;
	- счетчик циклов;
	- защита от перегрева привода и от разбалансировки ротора;
	- блокировка крышки на время выполнения центрифугирования.
Питание сети	200-240 В, 50-60 Гц
Габаритные размеры/масса	260×275×344 мм / 11.5 кг
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +10...+40 °C