

Центрифуга Beckman Coulter Allegra X-30

ФСЗ 2012/12727

16000 об/мин, ускорение 29756 g, дисплей, таймер

Beckman Coulter Inc., США



Характеристики

Скорость вращения	16000 об/мин
Ускорение	29756 g
Дисплей	Да
Таймер	Да
Размеры	355×460×550 мм
Масса	48 кг

Описание

Модель Allegra X-30 используется для решения различных задач в области молекулярной и клеточной биологии. Данная центрифуга отличается **компактностью** (ширина всего 46 см) и **вместимостью** (до 1.6 л). **Бесщеточный индукционный двигатель** не требует дополнительного обслуживания и обеспечивает низкий уровень шума.

Центрифуги серии Allegra X-30 позволяют работать с 64 пробирками объемом 5 мл / 7 мл (13×75 мм).

Набор роторов позволяет центрифугировать:

- пробирки различных объемов;
- флаконы емкостью от 250 мкл до 400 мл;
- стандартные 96-луночные микропланшеты;
- глубоколоночные планшеты.