

## Центрифуга Beckman Coulter Allegra X-30R

ФСЗ 2012/12727

16000 об/мин, ускорение 29756 g, дисплей, таймер

Beckman Coulter Inc., США



### Характеристики

---

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Скорость вращения | 16000 об/мин   |
| Ускорение         | 29756 g        |
| Дисплей           | Да             |
| Таймер            | Да             |
| Размеры           | 460×707×370 мм |
| Масса             | 78 кг          |

### Описание

---

**Модель Allegra X-30R** используются для решения различных задач в области молекулярной и клеточной биологии.

Отличие от модели Allegra 30, состоит в более мощных технических характеристиках.

**Бесщеточный индукционный двигатель** не требует дополнительного обслуживания и обеспечивает низкий уровень шума.

Набор роторов позволяет центрифугировать:

- пробирки различных объемов;
- флаконы емкостью от 250 мкл до 400 мл;
- стандартные 96-луночные микропланшеты;
- глубоколоночные планшеты.