

## Центрифуга Beckman Coulter Microfuge 20R

РЗН 2018/6735

15000 об/мин, ускорение 20627 g, дисплей

Beckman Coulter Inc., США



### Характеристики

---

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Скорость вращения | 15000 об/мин   |
| Ускорение         | 20627 g        |
| Дисплей           | Да             |
| Размеры           | 310×420×270 мм |
| Масса             | 13 кг          |

### Описание

---

**Универсальная микроцентрифуга Microfuge 20.**

**Применение:**

- выделение нуклеиновых кислот;
- осаждение и экстракция;
- очистка;
- концентрация;
- разделение фаз и оценка рецепторного связывания;
- быстрое осаждение белковых преципитатов, крупных частиц и разрушенных клеток.

**Особенности:**

- максимальная скорость - 15 000 об/мин, максимальное ускорение - 20 627 x g;
- четыре различных варианта ротора;
- максимальный объем – 36 x 2.0 мл (с ротором FA361.5);
- низкий уровень шума;
- эффективный и простой в использовании интерфейс отображает скорость (об/мин) и ускорение (x g).