

Центрифуга Beckman Coulter Optima XPN-100

РЗН 2014/1401

60000 / 100000 об/мин, ускорение 802400 g, дисплей

Beckman Coulter Inc., США



Характеристики

Скорость вращения	60000 / 100000 об/мин
Ускорение	802400 g
Дисплей	Да
Размеры	940×681×1257 мм
Масса	485 кг

Описание

Напольная ультрацентрифуга Optima XE-100, способная создавать ускорение до 802 400 x g при скорости 100 000 об/мин, позволяет выполнять большой объем работы за короткое время.

Интеллектуальный интерфейс пользователя обеспечивает удобное представление информации на экране и простое управление центрифугой. Все центрифуги являются целостными системами, в которых используются роторы и лабораторные принадлежности инновационной конструкции.

Характеристики:

- ускорение до 802 000 x g при скорости 100 000 об/мин;
- большой 15" цветной сенсорный дисплей и русскоязычное меню;
- разделение и очистка плазмидной ДНК, выделение внутриклеточных органелл, очистка вирусов;
- возможность моделировать и оптимизировать режимы центрифугирования в программном обеспечении Optima Expert без запуска самой центрифуги;
- комплектация BioSafe для работы с биоопасными образцами.