

Центрифуга MPW 223a

ФСЗ 2011/11085

1000 об/мин, ускорение 85 g, вместимость 12 бакетов,
дисплей

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	1000 об/мин
Ускорение	85 g
Вместимость	12 бакетов
Дисплей	Да
Размеры	435×355×270 мм
Масса	10.5 кг

Описание

Центрифуга лабораторная MPW 223a – современная настольная лабораторная центрифуга для колонных тестов. Оснащена специальным бакетным ротором с переменным углом.

Особенности:

- не требующий ухода бесщёточный двигатель;
- микропроцессорный контроллер обеспечивает предустановку частоты вращения и времени и высокую воспроизводимость результатов исследований;
- отображение фактических параметров на ЖК-дисплей: частоты вращения, ускорения и времени;
- оптимизация режимов разгона и торможения;
- широкий ассортимент сменных роторов и других аксессуаров;
- «короткий» режим;
- система защиты от дисбаланса;
- блокировка крышки во время работы;
- блокировка включения центрифуги при открытой крышке;
- изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN-61010-1 и EN-61010-2-020.