

Центрифуга MPW 223c

ФСЗ 2011/11085

2500 об/мин, ускорение 750 g, вместимость 4
цитонабора, дисплей

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	2500 об/мин
Ускорение	750 g
Вместимость	4 цитонабора
Дисплей	Да
Размеры	435×355×270 мм
Масса	10.5 кг

Описание

Центрифуга лабораторная MPW 223c – современная настольная лабораторная центрифуга для цитологических тестов. Оснащена специальным циторотором с 4 подвесками различных вариантов.

Особенности:

- не требующий ухода бесщёточный двигатель;
- микропроцессорный контроллер обеспечивает предустановку частоты вращения и времени и высокую воспроизводимость результатов исследований;
- отображение фактических параметров на ЖК-дисплей: частоты вращения, ускорения и времени;
- оптимизация режимов разгона и торможения;
- широкий ассортимент сменных роторов и других аксессуаров;
- «короткий» режим;
- система защиты от дисбаланса;
- блокировка крышки во время работы;
- блокировка включения центрифуги при открытой крышке;
- изделие соответствует национальным и международным правилам безопасности EN-61010-1 и EN-61010-2-020.