

Центрифуга MPW-55

ФСЗ 2011/11085

14500 об/мин, дисплей

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	14500 об/мин
Дисплей	Да
Размеры	180×220×270 мм
Масса	5 кг
Комплектующие	- Роторы для MPW-55

Описание

Центрифуга MPW-55 – лабораторная центрифуга для подготовки образцов в микропробирках и гематокритных капиллярах с целью проведения клинико-диагностических исследований в медицинских и ветеринарных лабораториях.

Особенности:

- возможность работы в полевых условиях (подключение от автомобильного разъема =12 В, встроен преобразователь 12В/~230В);
- современная система программного обеспечения;
- 9 программ пользователя;
- преобразование скорости вращения в относительное центробежное ускорение (RPM / RCF);
- 3 характеристики ускорения/торможения (возможность вывода на экран);
- регулирование времени центрифугирования;
- режим постоянной работы HOLD;
- режим кратковременного центрифугирования SHORT.