

Центрифуга MPW-56

ФСЗ 2011/11085

6000 об/мин, дисплей

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	6000 об/мин
Дисплей	Да
Размеры	180×220×270 мм
Масса	4 кг
Комплектующие	- Роторы для MPW-56

Описание

Центрифуга MPW-56 – универсальная и простая в эксплуатации модель. Большой выбор угловых роторов для пробирок объемом от 0,2 до 15 мл позволяет подготавливать образцы для исследования в медицинских и ветеринарных лабораториях.

Особенности:

- возможность работы в полевых условиях (подключение от автомобильного разъема =12 В, встроен преобразователь 12В/~230В);
- простая, интуитивная настройка параметров центрифугирования
- преобразование скорости вращения в относительное центробежное ускорение (RPM/RCF)
- 1 характеристика ускорения / торможения
- регулирование времени центрифугирования