

Центрифуга лабораторная Hettich Rotina 380R

РЗН 2018/7958

15000 об/мин, ускорение 21382 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	15000 об/мин
Ускорение	21382 g
Дисплей	Да
Размеры	418x457x750 мм
Масса	81 кг
Комплектующие	Совместимые роторы и адаптеры

Описание

Центрифуга лабораторная ROTINA 380R – настольная центрифуга с охлаждением для удовлетворения высочайших требований благодаря первоклассному качеству и широкому спектру функциональных возможностей. Центрифуга позволяет работать с объемами до 4 x 290 мл при максимальном RCF 4863. Стандартная центрифуга.

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	500÷15000
Шаг задания скорости, об/мин	10
Максимальное ускорение, g (RCF)	50-21382 g (шаг 1)
Таймер	от 1 сек. до 99 мин: 59 сек (шаг 1 сек - 1 мин до 1 мин 99 сек, после – шаг 1 сек), кратковременный, непрерывный
Режим работы	Продолжительная работа, импульсный режим (функция кратковременного осаждения с переменной скоростью вращения)
Индикация статуса / управление	LED-дисплей / мембранная клавиатура
Отображение параметров	Скорость вращения ротора, время центрифугирования, программа, разгон/торможение
Количество программ	98
Макс. вместимость	4x290 мл
Регулирование температуры	-20...+40 °C
Уровень шума	≤ 58 дБ
Встроенная защита от открытия крышки (электромагнитным замком).	
Автоматическое распознавание ротора. Детектор дисбаланса. Защита от случайного закрытия крышки.	
Материал камеры	Нержавеющая кислотостойкая сталь
Питание сети	200-240 В, 50-60 Гц
Габаритные размеры/масса	418x457x750 мм / 81 кг
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +2...+40 °C