

Центрифуга лабораторная Hettich Rotofix 32A

РЗН 2018/7958

6000 об/мин, ускорение 4226 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	6000 об/мин
Ускорение	4226 g
Дисплей	Да
Размеры	257x366x430 мм
Масса	23 кг

Описание

Центрифуга лабораторная ROTOFIX 32A – настольная центрифуга общего назначения, в т.ч. для подготовки цитологических препаратов. Центрифуга имеет простой и интуитивный пользовательский интерфейс.

Технические характеристики:

Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM	500÷6000
Шаг задания скорости, об/мин	100
Максимальное ускорение, g (RCF)	4226 g
Таймер	1-99 мин или продолжительная работа
Режим работы	таймер, непрерывная работа, импульсный режим (функция кратковременного осаждения с переменной скоростью вращения)
Индикация статуса / управление	LED-дисплей / мембранная клавиатура
Отображение параметров	скорость вращения ротора, время центрифугирования
Макс. вместимость	4x100 мл / 6x94 мл
Уровень шума	≤ 52 дБ
Встроенная защита от открытия крышки (электромагнитным замком).	
Автоматическое распознавание ротора. Детектор дисбаланса. Защита от случайного закрытия крышки.	
Материал камеры	нержавеющая кислотостойкая сталь
Материал корпуса	сталь, допускается санитарная обработка и дезинфекция
Питание сети	200-240 В, 50Гц
Габаритные размеры/масса	257x366x430 мм / 23 кг
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +2...+40 °C