

Центрифуга Белэлтика РМ-6000

РЗН 2021/13270

6000 об/мин, ускорение 6000 g, температура -10-+35 °С, дисплей

Белэлтика ООО, Беларусь



Характеристики

Скорость вращения	6000 об/мин
Ускорение	6000 g
Температура в камере	-10-+35 °C
Дисплей	Да
Размеры	930×1040×750 мм
Масса	300 кг

Описание

Центрифуга рефрижераторная напольная высокой производительности РМ-6000 предназначена для разделения на фракции неоднородных жидких систем в поле центробежных сил. Установка специально спроектирована для центрифугирования большого количества гемаконов или пробирок для станций и отделений переливания крови, а также для крупных лабораторий с большим объёмом исследуемого материала и адаптирована для условий работы в странах СНГ.

Характеристики:

- Максимальный уровень шума 72 dB.
- Напряжение трёхфазной сети питания 230/400 В; частота 50 Гц.
- Система имеет 10 темпов разгона и 10 темпов торможения.
- Часы реального времени.
- Возможность программирования и сохранения в энергонезависимую память 99 программ центрифугирования.
- Журнал наработки, ошибок и нештатных ситуаций.
- Гибкие настройки системы управления позволяют адаптировать систему под требования конкретного заказчика.
- 2-уровневое программирование (для операторов и инженеров).
- Система распознавания типа ротора.
- Частотное регулирование скорости вращения электродвигателя.
- Высокая точность и повторяемость результатов центрифугирования за счет применения цифрового управления.

- По согласованию с заказчиком центрифуга может комплектоваться системой считывания штрихкодов гемаконов с последующей передачей данных на компьютер по локальной сети.