

Цитратный агар Citrate Agar (M099)

ФСЗ 2009/03705

агар, цитратный, для дифференциации  
энтеробактерий, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Тип        | агар                              |
| Вид        | цитратный                         |
| Назначение | для дифференциации энтеробактерий |
| Упаковка   | флакон                            |
| Фасовка    | 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг     |

Дополнительные характеристики

Эти среды используют для дифференциации энтеробактерий.