

Цитратный агар Кристенсена Christensen Citrate Agar (M143)

ФСЗ 2009/03705

агар, Кристенсена / цитратный, для дифференциации  
энтеробактерий по способности утилизировать цитрат  
натрия, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | агар                                                                            |
| Вид        | Кристенсена / цитратный                                                         |
| Назначение | для дифференциации энтеробактерий по способности<br>утилизировать цитрат натрия |
| Упаковка   | флакон                                                                          |
| Фасовка    | 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг                                                   |

Дополнительные характеристики

Эту среду используют для дифференциации энтеробактерий по способности утилизировать цитрат натрия.