

Тулиевый лазер Lutronic LaseMD

РЗН 2019/8233

лазер, тулиевый, длина волны 1927 нм, частота 43.5 - 307.7 Гц, длительность импульсов от 0.25 до 20

Lutronic Corporation, Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	тулиевый
Применение	улучшение тонуса и текстуры кожи
Длина волны	1927 нм
Частота	43.5 - 307.7 Гц
Длительность импульсов	от 0.25 до 20
Размер	217.81×64.98 мм
Вес	33 кг

Описание

LaseMD – это лазерная система, сочетающая тулиевый лазер и эксклюзивную линию космецевтики, ампулы LaseMD. Разработана для обеспечения идеального проникновения космецевтики в кожу.

Система доставки космецевтики LaseMD:

CDS система доставки космецевтических средств – это способ введения космецевтического состава в кожу с помощью лазерного излучения. Тулиевый лазер создаёт множество микроканалов, что позволяет мульти-наносомным гранулированным компонентам легче проникать глубоко в кожу. Поверхность рогового слоя остается неповрежденной. Микроканалы мягко закрываются, а молекулы действующих веществ остаются внутри каналов и продолжают действовать, абсорбируясь слоем дермы