

Тумба медицинская Артинокс AR-03 с холодильником

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, с выдвижным ящиком, 550×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / полимерное покрытие
Конструкция	сборная / сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да

Габариты

Размер	550×600×900 мм
Длина	600 мм
Ширина	550 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-03, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Ящик: 1 выдвижной.

Двери: 1 распашная.

Столешница: ЛДСП.

Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты.

Встроенный холодильник объемом 31 л.
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 550×600×900 мм.