

Тумба медицинская Артинокс AR-09

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, с выдвижным ящиком, 500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / полимерное покрытие
Конструкция	сборная / сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да
Ниша	Да

Габариты

Размер	500×600×900 мм
--------	----------------

Дополнительные характеристики

Тумба AR-09, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Ящик: 2 шт.

Ниша высотой 345 мм.

Столешница: ЛДСП.

Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×600×900 мм.