

Тумба медицинская Артинокс AR-10

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, с выдвижным ящиком, 500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция	сборная / сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Опоры	Да

Габариты

Размер	500×600×900 мм
--------	----------------

Дополнительные характеристики

Тумба AR-10, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: металл в полимере.
- Ящик: 1 шт.
- Двери: 1 шт. (откидная шторка из нержавеющей стали).
- Столешница: ЛДСП.
- Опоры: 4 шт. пластиковые с регулировкой высоты.
- Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×600×900 мм.