

Тумба медицинская Артинокс AR-19

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для
медикаментов / для инструмента / для приборов,
материал металл, с выдвижным ящиком, 500×600×900
мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	500×600×900 мм
Длина	500 мм
Ширина	600 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-19.

Каркас: металл в полимере / нержавеющая сталь (+ пристенный бортик 20 мм).

Полки: 1 шт.

Ящик: 1 выдвижной.

Двери: 1 распашная.

Столешница: ЛДСП / нержавеющая сталь.

Опоры: 4 шт. пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×600×900.