

Тумба медицинская Артинокс AR-21

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для  
медикаментов / для инструмента / для приборов,  
материал металл, с выдвижным ящиком, 500×600×900  
мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип                      | тумба                                                              |
| Вид                      | напольная                                                          |
| Назначение               | для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов |
| Материал                 | металл                                                             |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь                                                  |
| Конструкция              | сварная                                                            |
| Ящик выдвижной           | Да                                                                 |
| Опоры                    | Да                                                                 |

Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 500×600×900 мм |
| Длина  | 500 мм         |
| Ширина | 600 мм         |
| Высота | 900 мм         |

Дополнительные характеристики

**Тумба AR-21.**  
**Каркас:** металл в полимере / нержавеющая сталь.  
**Ящик:** 3 шт., выдвижных.  
**Столешница:** ЛДСП / нержавеющая сталь.  
**Опоры:** 4 пластиковые с регулировкой высоты.  
**Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 500×600×900 мм.