

Тумба медицинская Артинокс AR-23

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для
медикаментов / для инструмента / для приборов,
материал дерево / металл, 500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / полимерное покрытие
Конструкция	сборная / сварная
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	500×600×900 мм
Длина	500 мм
Ширина	600 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-23.

Каркас: металл в полимере.

Предназначена для скрытого размещения вспомогательного оборудования.

Корпус со звукопоглощающей изоляцией.

Двери: 1 распашная.

Столешница: ЛДСП.

Опоры: 4 шт., пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×600×900.