

Тумба с мойкой медицинская Артинокс AR-24

ФСЗ 2010/06386

мойка медицинская, двухместная, металл, напольное крепление, мойка 2 шт., размеры 1000×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	медицинская
Количество рабочих мест	двухместная
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / металл в полимере
Конструкция	сварная
Крепление	напольное
Характеристика мойки	накладная / двойная
Количество чашек мойки	2 шт.
Размеры	1000×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба с мойками AR-24 предназначена для использования в лечебно-профилактических учреждениях.

ВАРИАНТЫ исполнения:

Тумба AR-24 - Металл в полимере	Тумба AR-24 - Нержавеющая сталь
Каркас: металл в полимере. Две накладных мойки (глубина 150 мм), два локтевых смесителя. Двери: 2 распашные. Столешница: ЛДСП. Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000×600×900 мм.	Каркас: нержавеющая сталь. Столешница: нержавеющая сталь + пристенный бортик. Тумба: (1) - распашная дверь, смеситель, накладная мойка (глубина 150 мм); (2) - распашная дверь, смеситель, накладная мойка (глубина 150 мм). Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты. Габаритные размеры (ШхГхВ): 1000×600×900 мм.