

Тумба медицинская Артинокс AR-25

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для
медикаментов / для инструмента / для приборов,
материал металл, 1000×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Опоры	Да

Габариты

Размер	1000×600×900 мм
Длина	1000 мм
Ширина	600 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-25, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере / нержавеющая сталь.

Полки: 2 шт. металлические (2 распашные двери, полка).

Столешница: ЛДСП / нержавеющая сталь.

Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 1000×600×900 мм.