

Тумба медицинская Артинокс AR-28

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для
медикаментов / для инструмента / для приборов,
материал металл / стекло, 1000×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	нержавеющая сталь / полимерное покрытие / стекло
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Опоры	Да

Габариты

Размер	1000×600×900 мм
Длина	1000 мм
Ширина	600 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-28.

Каркас: металл в полимере / нержавеющая сталь (+ пристенный бортик 20 мм).

Полки: 2 шт. из стекла.

Двери: 2 распашные двери (рамка со стеклом).

Столешница: ЛДСП / нержавеющая сталь.

Опоры: 4 шт. пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В): 1000×600×900 мм.