

Тумба медицинская Артинокс AR-B41

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, с выдвижным ящиком, 465×480×600 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Опоры	Да

Габариты

Размер	465×480×600 мм
--------	----------------

Дополнительные характеристики

Тумба AR-B41, Артинокс, Беларусь.
Каркас: металл в полимере.
Полки: 1 шт.
Двери: 1 распашная.
Ящик: 1 выдвижной.
Столешница: ЛДСП.
Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты.
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 465×480×600 мм.