

Тумба медицинская Артинокс AR-B44

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для
медикаментов / для инструмента / для приборов,
материал дерево / металл, 500×500×700-1000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	500×500×700-1000 мм
--------	---------------------

Дополнительные характеристики

Тумба AR-B44, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Полки: 1 шт.

Двери: 1 шт., распашная.

Поворотный столик из нержавеющей стали, угол поворота 90 градусов, регулировка высоты 700-1000 мм с фиксацией винтовым зажимом.

Столешница: ЛДСП.

Опоры: 4 шт., пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×700-1000 мм.