

Тумба медицинская Артинокс АТ-Т02

ФСЗ 2010/06374

тумба, напольная, для материалов / для
медикаментов / для инструмента / для приборов,
материал металл, с выдвижным ящиком, 500×600×900
мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да

Габариты

Размер	500×600×900 мм
--------	----------------

Дополнительные характеристики

Тумба АТ-Т02, Артинокс, Беларусь.
Каркас: нержавеющая сталь.
Столешница: нержавеющая сталь + пристенный бортик 20 мм.
Основной блок: 4 шт. выдвижных ящика
Опоры: 4 шт., 100 мм с регулировкой высоты.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 500×600×900 мм.