

Тумба медицинская прикроватная Айболит ТМП-02.6М

ФСР 2008/02895

тумбочка прикроватная, пластик, вариант исполнения
с выдвижным ящиком / с дверцей / с поворотным
столиком, на колесах, размеры 690х380х750 мм

Айболит-2000 ООО, Беларусь



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	пластик
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / с дверцей / с поворотным столиком
Конструкция	сборная
Тип дверцы	левая / правая
Колеса	Да
Поворотный столик	Да
Столешница	Да
Ящик	Да
Размеры	690х380х750 мм

Дополнительные характеристики

У данной медицинской тумбы имеются ниши для бутылей, емкостью 1.5 л.