

Тумба настенная Артинокс AR-T03

ФСЗ 2010/06386

тумба, навесная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл, с выдвижным ящиком, 500×530×445 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	навесная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	500×530×445 мм
Длина	500 мм
Ширина	530 мм
Высота	445 мм