

Тумба навесная Артинокс AR-53

ФСЗ 2010/06386

тумба, навесная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл, 500×350×466 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	навесная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Дверца	Да

Габариты

Размер	500×350×466 мм
Длина	500 мм
Ширина	350 мм
Высота	466 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-53
Каркас: металл в полимере / нержавеющая сталь.
Полки: 1 шт. (из стекла).
Двери: 1 распашная (рамка со стеклом).
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×350×466 мм