

Тумба навесная Артинокс AR-54

ФСЗ 2010/06386

тумба, навесная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл / стекло, 1000×350×466 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	навесная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	полимерное покрытие / стекло
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	1000×350×466 мм
Длина	1000 мм
Ширина	350 мм
Высота	466 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-54

Каркас: металл в полимере.

Полки: 1 шт. (из стекла).

Двери: 2 распашные (рамка со стеклом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 1000×350×466 мм.