

Тумба передвижная Артинокс AR-38

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл / стекло, с выдвижным ящиком, на колесах, 500×600×1100 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	полимерное покрытие / стекло
Конструкция	сборная / сварная
Ящик выдвижной	Да
Колеса	Да

Габариты

Размер	500×600×1100 мм
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	1100 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-38.

Каркас: металл в полимере.

Рабочая поверхность покрыта стеклом.

Ящики: 5 шт.

Колеса: 4 шт. ø50 мм (2 - с тормозом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×1100 мм.