

Тумба передвижная Артинокс AR-41

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл / стекло, с выдвижным ящиком, на колесах, 500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	полимерное покрытие / стекло
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Колеса	Да

Габариты

Размер	500×600×900 мм
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-41

Каркас: металл в полимере.

Рабочая поверхность покрыта стеклом.

Ящики: 4 шт.

Боковые ручки: 2 шт.

Колеса: 4 шт. ø50 мм (2 - с тормозом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×900 мм.