

Тумба передвижная Артинокс AR-42

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл / стекло, с выдвижным ящиком, на колесах, 1000×500×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	полимерное покрытие / стекло
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	1000×500×900 мм
Длина	1000 мм
Ширина	500 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-42

Каркас: металл в полимере.

Рабочая поверхность покрыта стеклом.

Боковые ручки: 2 шт.

Тумбы: 2 (1) распашная дверь, 2 полки; (2) 2 выдвижных ящика.

Колеса: 4 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 1000×500×900 мм.