

Тумба передвижная Артинокс AR-45

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл, с выдвижным ящиком, на колесах, 960×530×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Колеса	Да

Габариты

Размер	960×530×900 мм
Длина	960 мм
Ширина	530 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-45

Каркас: металл в полимере, 2 боковые ручки-направляющие.
Столешница из нержавеющей стали с 3-х сторонней съемной отбортовкой.
Ящики: 6 шт. выдвижных; место под оборудование.
Колеса: 4 колеса ø125 мм (2 - с тормозом).
Габаритные размеры (Ш×Г×В): 960×530×900 мм.