

Тумба с распашной дверью T01.1 (04)

РЗН 2016/5088

тумбочка прикроватная, металл, вариант исполнения
с выдвижным ящиком / с дверцей / со столешницей,
на колесах, на опорах, размеры 445×445×670 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	металл
Характеристика материала	тонколистовая сталь
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / с дверцей / со столешницей
Конструкция	сварная
Тип дверцы	правая
Колеса	Да
Опоры	Да
Столешница	Да
Ящик	Да
Размеры	445×445×670 мм

Дополнительные характеристики

Допускаемая нагрузка на полку – 5 кг, на ящик – 5 кг, на столешницу – 25 кг.