

Тумба с выдвижными ящиками T04

РЗН 2016/5088

тумба, напольная, универсальная, материал металл, с
выдвижным ящиком, 500×500×860 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	универсальная
Материал	металл
Характеристика материала	ламинированный постформинг / нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	500×500×860 мм
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	860 мм