

Тумба с выдвижными ящиками T05

РЗН 2016/5088

тумба, напольная, универсальная, материал металл, с  
выдвижным ящиком, 500×500×860 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                      | тумба                                          |
| Вид                      | напольная                                      |
| Назначение               | универсальная                                  |
| Материал                 | металл                                         |
| Характеристика материала | ламинированный постформинг / нержавеющая сталь |
| Конструкция              | сварная                                        |
| Ящик выдвижной           | Да                                             |
| Опоры                    | Да                                             |
| Столешница               | Да                                             |

Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 500×500×860 мм |
| Длина  | 500 мм         |
| Ширина | 500 мм         |
| Высота | 860 мм         |