

Тумба со сдвоенной мойкой ТМ02 (с двумя смесителями)

РЗН 2016/5088

мойка медицинская, двухместная, металл, напольное крепление, мойка 2 шт., размеры 1000×500×860 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	медицинская
Количество рабочих мест	двухместная
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Крепление	напольное
Характеристика мойки	врезная / накладная
Количество чашек мойки	2 шт.
Двойная мойка	Да
Размеры	1000×500×860 мм