

Тумба угловая Артинокс AR-05Y

ФСЗ 2010/06386

тумба, напольная, для материалов / для  
медикаментов / для инструмента / для приборов,  
материал дерево / металл, 845×845×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип                      | тумба                                                              |
| Вид                      | напольная                                                          |
| Назначение               | для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов |
| Материал                 | дерево / металл                                                    |
| Характеристика материала | ЛДСП / нержавеющая сталь / полимерное покрытие                     |
| Конструкция              | сборная / сварная                                                  |
| Дверца                   | Да                                                                 |
| Опоры                    | Да                                                                 |
| Полка                    | Да                                                                 |

Габариты

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 845×845×900 мм |
| Длина  | 845 мм         |
| Ширина | 845 мм         |
| Высота | 900 мм         |

Дополнительные характеристики

**Тумба угловая AR-05Y**, Артинокс, Беларусь.  
**Каркас:** нержавеющая сталь / металл в полимере.  
**Полки:** 1 шт.  
**Двери:** 1 распашная.  
**Столешница:** ЛДСП / нержавеющая сталь + пристенный бортик 20 мм.  
**Опоры:** 100 мм с регулировкой высоты.

**Габаритные размеры (Ш×Г×В): 845×845×900 мм.**