

Тумбочка медицинская прикроватная Lojer 2020

ФСЗ 2009/05546

тумбочка прикроватная, металл, вариант исполнения
с выдвижным ящиком / с поворотным столиком / со
столешницей, на колесах, размеры 490×570×900 мм

Lojer OY, Финляндия



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	металл
Характеристика материала	сталь с эпоксидным покрытием
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / с поворотным столиком / со столешницей
Конструкция	сварная
Колеса	Да
Ниша	Да
Поворотный столик	Да
Столешница	Да
Ящик	Да
Размеры	490×570×900 мм

Дополнительные характеристики

Каркас тумбочки **Lojer 2020** с выдвижными ящиками выполнен из стали **с эпоксидным покрытием**. Передняя панель выдвижных ящиков выполнена либо из ламината высокого давления IKI, либо из **цельной березы или бука**. Поверхность столешницы – ламинат высокого давления IKI с закругленными углами. Столик для еды регулируется по высоте, а изменение стороны его расположения (слева или справа) производится без применения каких-либо дополнительных инструментов. Тумбочка имеет 4 блокирующихся колеса, предохранительную защелку, предотвращающую выпадение выдвижных ящиков, и стандартные направляющие полозки. Возможна установка устройства вызова медсестры.

Принадлежности:

- столик для еды, который может быть повернут в положение, допускающее его использование в качестве подставки при чтении;

- приспособление для крепления адаптера устройства для вызова медсестры (принадлежность, устанавливаемая на заводе);
- **хромированная корзина**, располагаемая на боковой стороне столика, с кронштейнами для крепления;
- замок для верхнего ящика (устанавливается на заводе).

Технические данные:

- ширина - 49 см;
- глубина - 57 см;
- высота - 90 см;
- вес - 35 кг;
- параметры ящика: 34×37×12 см (2 шт.);
- поднос для еды: 49×33 см.