

Тумбочка передвижная Т4 кат. № 502 004

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для
инструмента, материал металл, с выдвижным ящиком,
на колесах, 530×530×575 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Замок	Да
Колеса	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	530×530×575 мм
Длина	530 мм
Ширина	530 мм
Высота	575 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка с 4-мя ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения. Внутренние размеры двух верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 399 мм; глубина - 395 мм; высота - 37 мм. Внутренние размеры двух нижних ящиков (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 399 мм;

глубина - 395 мм; высота - 79 мм. Верхний ящик оснащен замком. Изготовлена в мобильном варианте на колесах Ø50 мм, два из которых — с тормозом.
Столешница – ламинированный постформинг.