

Тумбочка стационарная М2/А кат. № 508 004

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для
инструмента, материал металл, 910×600×1000 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	910×600×1000 мм
Длина	910 мм
Ширина	600 мм
Высота	1000 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка двухстворчатая с 3-мя полками в каждом отделении (по две регулируемые полки в каждом), с металлическими дверями; столешница — ламинированный постформинг, с трех сторон имеет ограждение высотой 120 мм.