

Тумбочка передвижная Т1/Б кат. № 500 005

РЗН 2017/5288

тумба, напольная, для медикаментов / для инструмента, материал металл, на колесах, 480×330×935 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для медикаментов / для инструмента
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Столешница	Да

Габариты

Размер	480×330×935 мм
Длина	480 мм
Ширина	330 мм
Высота	935 мм

Дополнительные характеристики

Тумбочка 3-х полочная (две полки — регулируемые), с металлической дверью. Изготовлена в мобильном варианте на колесах Ø 50мм, два из которых — с тормозом. Столешница - ламинированный постформинг.